

Anticuerpo Policlonal Anti-Ttf2 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Uny4

Número de artículo: CM0029835

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra TTF2 humano, un factor de terminación de transcripción involucrado en la eliminación de la ARN polimerasa II. Validado para WB, IF/ICC y ELISA, apoya la investigación en regulación génica y splicing.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TTF2 Rabbit pAb
Notas / Alias	F2; HuF2; ZGRF6; TTF2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	8458
GeneID	8458
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-270 de la TTF2 humana (NP_003585.3).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q9UNY4
Peso Molecular	130kDa
Envío	Bolsa de hielo