

Anticuerpo Monoclonal Anti-Tubulina Cadena Beta-1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9H4B7

Número de artículo: CM0002060

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo Anti-Tubulina cadena beta-1 para WB, IF/ICC, ELISA. Reconoce la tubulina cadena beta-1 humana, reacciona de forma cruzada con ratón, rata, vaca, perro y mono. Adecuado para estudios de estructura y función de microtúbulos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo contra Tubulina cadena beta-1
Observaciones/Alias	MACTHC1; Tubulina cadena beta-1
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	81027
ID del Gen	81027
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 352-451 de la tubulina cadena beta-1 humana (Q9H4B7).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata, Vaca, Perro, Mono
SWISS	Q9H4B7
Peso Molecular de la Proteína	50 kDa
Envío	Bolsa de hielo