


Anticuerpo Monoclonal Anti-Uap56/Ddx39B Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q13838

Número de artículo: CM0007990



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra UAP56/DDX39B humano (Q13838), validado para WB, IHC-P y ELISA. Reconoce proteínas humanas, de ratón y de rata. Inmunógeno recombinante (aa310-428). Ideal para investigaciones sobre la exportación de ARNm y el espliceosoma.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo UAP56/DDX39B
Observaciones/Alias	BAT1; UAP56; D6S81E; UAP56/DDX39B
Especie	Humano
ID del gen (humano)	7919
ID del gen	7919
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 310-428 de UAP56/DDX39B humano (Q13838).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q13838
Peso de la proteína	49 kDa
Envío	Bolsa de hielo