

## Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ube2C Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - O00762

Número de artículo: CM0025005



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a UBE2C (UBCH10), la enzima conjugadora de ubiquitina E2 esencial para la progresión mitótica mediada por APC/C. Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para investigación del ciclo celular y ubiquitinación.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                            |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | UBE2C Conejo pAb                                                                                                                 |
| Observaciones/Alias | UBCH10; dj447F3.2; UBE2C                                                                                                         |
| Especie             | Humano                                                                                                                           |
| ID del Gen (Humano) | 11065                                                                                                                            |
| ID del Gen          | 11065                                                                                                                            |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-179 de UBE2C humano (NP_008950.1) |
| Origen              | Conejo                                                                                                                           |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                                                                                                         |
| Aplicación          | WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA                                                                                                     |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                                                                              |
| SWISS               | O00762                                                                                                                           |
| Peso Proteico       | 20kDa                                                                                                                            |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                   |