

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ube2N/Ubc13 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P61088

Número de artículo: CM0004286

Introducción

Este anticuerpo monoclonal de conejo Ube2N/Ubc13 detecta Ube2N humano, de ratón y de rata (17 kDa), validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Ideal para estudiar la enzima conjugadora de ubiquitina E2 N en vías de reparación del ADN y señalización inmune.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Ube2N/Ubc13 Ac. Monoclonal de Conejo (mAb)
Observaciones/Alias	UBC13; UbcH13; UBCHBEN; HEL-S-71; UbcH-ben; Ube2N/Ubc13
Especie	Humano
GeneID (Humano)	7334
GeneID	7334
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de Ube2N/Ubc13 humano (P61088)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P61088
Peso Proteico	17kDa
Envío	Bolsa de hielo