


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ube2N/Ubc13 Para Wb Y Elisa - P61088

Número de artículo: CM0016253



Introducción

El policlonal de conejo contra Ube2N/Ubc13 se dirige a la enzima conjugadora de ubiquitina E2 N (P61088). Validado para WB y ELISA, presenta reactividad cruzada con humano, ratón y rata. Adecuado para investigación en reparación del ADN, ubiquitinación y vías de señalización celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra Ube2N/Ubc13
Observaciones/Alias	UBC13; Ubch13; UBCHBEN; HEL-S-71; Ubch-ben; Ube2N/Ubc13
Especie	Humano
GeneID (humano)	7334
GeneID	7334
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-152 de Ube2N/Ubc13 humano (NP_003339.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P61088
Peso de la proteína	17kDa
Envío	Bolsa de hielo