


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ubl3 Para Wb, Ihc-P, Elisa - O95164

Número de artículo: CM0028509



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra UBL3 humano (proteína similar a la ubiquitina 3), validado para WB, IHC-P y ELISA. Reacciona con muestras de humano, ratón y rata. Adecuado para el estudio de proteínas similares a la ubiquitina ancladas a la membrana.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	UBL3 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	HCG-1; PNSC1; UBL3
Especie	Humano
GenelD (Humano)	5412
GenelD	5412
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-117 del UBL3 humano (NP_009037.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O95164
Peso Proteico	13kDa
Envío	Bolsa de hielo