

Anticuerpo Policlonal Anti-Ugt1A6 Para Wb, Elisa - P19224

Número de artículo: CM0023308

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra UGT1A6 humano (UniProt P19224) para aplicaciones de Western blot y ELISA. Detecta UGT1A6 endógeno en muestras humanas y de ratón. Adecuado para la investigación del metabolismo de fármacos y desintoxicación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	UGT1A6 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	GNT1, UGT1, HLUGP, UDPGT, UGT1A, UGT1C, UGT1E, UGT1F, HLUGP1, UGT-1A, UGT-1C, UGT-1E, UGT-1F, UGT1.1, UGT1.3, UGT1.5, UGT1.6, UGT1A1, UGT1A3, UGT1A5A5, UGT1-01, UGT1-03, UGT1-05, UGT1-06, UGT1A6S, hUG-BR1, UDPGT 1-6, UGT1A6
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	54578
Inmunógeno	Proteína Recombinante correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 65-270 del UGT1A6 humano (NP_001063.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P19224
Peso Proteico	61kDa
Envío	Bolsa de hielo