

Anticuerpo Policlonal Anti-Ugt1A6 Para Wb, If-P, Elisa - P19224

Número de artículo: CM0020102

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra UGT1A6 humano, validado para Western blot, inmunofluorescencia y ELISA. Adecuado para muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para investigaciones sobre el metabolismo y la desintoxicación de fármacos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	UGT1A6 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	GNT1; UGT1; HLUGP; UDPGT; UGT1A; UGT1C; UGT1E; UGT1F; HLUGP1; UGT-1A; UGT-1C; UGT-1E; UGT-1F; UGT1.1; UGT1.3; UGT1.5; UGT1.6; UGT1A1; UGT1A3; UGT1A5; UGT1-01; UGT1-03; UGT1-05; UGT1-06; UGT1A6S; hUG-BR1; UDPGT 1-6; UGT1A6
Especie	Humano
GeneID (humano)	54578
GeneID	54578
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 65-270 de UGT1A6 humano (NP_001063.2)
Origen	Rabbit
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P19224
Peso molecular de la proteína	61kDa
Envío	Bolsa de hielo