

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-ULK1 Para Wb Y Elisa - 075385

Número de artículo: CM0019094



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra ULK1 humano (ATG1), validado en WB y ELISA, con reactividad cruzada con ratón. Para investigaciones sobre autofagia y diferenciación neuronal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo anti-ULK1
Observaciones/Sinónimos	ATG1; ATG1A; UNC51; hATG1; Unc51.1; ULK1
Especie	Humano
GeneID (humano)	8408
GeneID	8408
Inmunógeno	Proteína recombinante de ULK1 humano.
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	075385
Peso de la proteína	113 kDa
Envío	Bolsa de hielo