


Anticuerpo Monoclonal Anti-ULK3 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q6Phr2

Número de artículo: CM0012073



Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo contra ULK3 humano, validado para WB, IF/ICC y ELISA. Dirigido a la quinasa serina/treonina involucrada en la señalización de hedgehog y la autofagia. Reacciona de forma cruzada con humano y ratón.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ULK3 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	ULK3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	25989
GeneID	25989
Inmunógeno	Péptido Sintético: Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 373-472 de ULK3 humano (Q6PHR2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q6PHR2
Peso Proteico	53kDa
Envío	Bolsa de hielo