

Anticuerpo Policlonal Anti-Upf1/Rent1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q92900

Número de artículo: CM0015058



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra UPF1/RENT1, validado para WB, IHC-P, ELISA. Reacciona con humano y ratón. Ideal para la investigación de la degradación mediada por sin sentido. Inmunógeno: péptido sintético. ~124 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	UPF1/RENT1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	UTF; HUPF1; NORF1; RENT1; smg-2; pNORF1; UPF1/RENT1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5976
GeneID	5976
Inmunógeno	Péptido sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q92900
Peso Proteico	124kDa
Envío	Bolsa de hielo