

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Upk3A Para Wb, If-P, Elisa - 075631

Número de artículo: CM0013397

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra UPK3A humano (uroplakina-3a). Validado para WB, IF-P, ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Ideal para estudios de diferenciación de células uroteliales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	UPK3A Rabbit pAb
Observaciones/Alias	UP3A; UPK3; UPIII; UPIIIA; UPK3A
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	7380
ID de Gen	7380
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 19-207 de UPK3A humano (NP_008884.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	075631
Peso Proteico	31kDa
Envío	Bolsa de hielo