


Anticuerpo Policlonal Anti-Uqcrfs1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P47985

Número de artículo: CM0017877



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra UQCRFS1 humano (proteína Rieske hierro-azufre), validado para WB, IHC-P y ELISA. Detecta UQCRFS1 endógeno y presenta reactividad cruzada con ratón. Adecuado para la investigación del complejo III mitocondrial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	UQCRFS1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	RIP1; RIS1; RISP; UQCR5; MC3DN10; UQCRFS1
Especie	Humano
ID del gen (humano)	7386
ID del gen	7386
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 79-274 de UQCRFS1 humano (NP_005994.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P47985
Peso de la proteína	30 kDa
Envío	Bolsa de hielo