

Anticuerpo Policlonal Anti-Usp12 Para Wb, Elisa - 075317

Número de artículo: CM0021957



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra USP12 humana (UBH1/USP12L1). Validado para WB y ELISA, con reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para estudiar la desubiquitinación, la señalización de NF-κB y la regulación inmunitaria.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra USP12
Observaciones/Alias	UBH1; USP12L1; USP12
Especie	Humana
GeneID (humano)	219333
GeneID	219333
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de USP12 humana (NP_872294.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, ratón, rata
SWISS	O75317
Peso de la proteína	43 kDa
Envío	Bolsa de hielo