


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Usp16 Para Wb, Elisa - Q9Y5T5

Número de artículo: CM0029938



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a la USP16 humana (94 kDa), validado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón, rata y mono. Adecuado para estudiar la desubiquitinación de la histona H2A, la mitosis y la regulación génica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	USP16 Conejo pAb
Observaciones/Alias	UBPM; UBP-M; USP16
Especie	Humano
GeneID (humano)	10600
GeneID	10600
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-280 de la USP16 humana (NP_001001992.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata, Mono
SWISS	Q9Y5T5
Peso Proteico	94kDa
Envío	Bolsa de hielo