


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Usp25 (Usp21) Para Wb, Elisa - Q9Uhp3

Número de artículo: CM0017826



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra la USP25 humana, una enzima desubiquitinante implicada en la inflamación, la señalización Wnt y la respuesta inmunitaria. Validado para WB y ELISA, con reactividad cruzada con ratón y rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	pAb de conejo USP25
Observaciones/Alias	USP21; USP25
Especie	Humana
ID del gen (humano)	29761
ID del gen	29761
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-230 de la USP25 humana (NP_037528.3).
Fuente	conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, ratón, rata
SWISS	Q9UHP3
Peso de la proteína	122kDa
Envío	Bolsa de hielo