

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Usp53 Para Wb, If/Icc, If-P, Elisa - Q70Ek8

Número de artículo: CM0021042

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-USP53 validado para WB, IF/ICC, IF-P y ELISA. Detecta específicamente la USP53 humana y de ratón, una desubiquitinasa de uniones estrechas de 120 kDa implicada en la audición y la función de barrera.

[Aprende más](#)

Parámetro	Detalles
Nombre del producto	USP53 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	USP53; peptidasa específica de ubiquitina 53
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	54532
ID del gen	54532
Inmunógeno	Proteína recombinante correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 495-582 de la USP53 humana (NP_061923.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q70EK8
Peso de la proteína	120kDa
Envío	Bolsa de hielo