


Anti-Usp8 Conejito Pab Para Wb, If/Icc, Elisa - P40818

Número de artículo: CM0029060



Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo USP8 para Western blot, IF/ICC y ELISA. Reconoce USP8 humano, de ratón y de rata. USP8 es una desubiquitinasa que regula el recambio de proteínas, la clasificación endosomal y la señalización del EGFR. Ideal para la investigación del ciclo celular y la proteostasis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	USP8 Conejito pAb
Observaciones/Alias	UBPY; PITA4; SPG59; HumORF8; USP8
Especies	Humano
ID del Gen	9101
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-270 de la USP8 humana (NP_005145.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P40818
Peso Proteico	128kDa
Envío	Bolsa de hielo