

Anticuerpo Policlonal Anti-Vasp De Conejo Para Wb, Elisa - P50552

Número de artículo: CM0016310



Introducción

VASP Conejo pAb, un anticuerpo policlonal validado para WB y ELISA, detecta específicamente la fosfoproteína estimulada por vasodilatador humana. Ideal para investigación de dinámica del citoesqueleto y activación plaquetaria.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	VASP Conejo pAb
Observaciones/Alias	VASP
Especie	Humano
GeneID (Humano)	7408
GeneID	7408
Inmunógeno	Péptido sintético; un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 150-250 de VASP humano (NP_003361.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P50552
Peso Proteico	40kDa
Envío	Bolsa de hielo