


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Vhl Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P40337

Número de artículo: CM0022103



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la proteína supresora de tumores VHL humana. Validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para estudios de ubiquitinación y de la vía HIF.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	VHL Rabbit pAb
Observaciones/Alias	RCA1; VHL1; pVHL; HRCA1; VHL
Especie	Humana
ID del gen (humano)	7428
ID del gen	7428
Inmunógeno	Péptido sintético Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de la VHL humana (NP_937799.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, rata
SWISS	P40337
Peso de la proteína	24 kDa
Envío	Bolsa de hielo