

Anticuerpo Monoclonal Anti-Villin1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P09327

Número de artículo: CM0003177



Introducción

Anticuerpo monoclonal contra Villin1 (VIL; D2S1471) validado para Western blot, inmunohistoquímica (en parafina) y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Adecuado para estudiar la función de proteínas de unión a actina, la formación de microvellosidades y la biología de células epiteliales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de ratón contra Villin1
Observaciones/Alias	VIL; D2S1471; Villin1
Especie	Humano
GeneID	7429
Inmunógeno	Proteína recombinante de Villin1 humano
Origen	Ratón
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P09327
Peso Proteico	93kDa
Envío	Bolsa de hielo