


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Proteína De Unión A La Vitamina D Para Wb, Elisa - P02774

Número de artículo: CM0028263



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido a la Proteína de Unión a la Vitamina D humana (DBP/Gc). Validado para WB y ELISA, reacciona con DBP humana y de ratón. Adecuado para estudios de transporte de vitamina D y función inmune.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Proteína de Unión a la Vitamina D, pAb de Conejo
Observaciones/Alias	DBP; VDB; GRD3; VDBG; VDBP; GcMAF; DBP/GC; Gc-MAF; DBP-maf; HEL-S-51; Proteína de Unión a la Vitamina D
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	2638
ID del Gen	2638
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 324-493 de la Proteína de Unión a la Vitamina D humana (NP_001191236.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P02774
Peso Molecular de la Proteína	53kDa
Envío	Bolsa de hielo