


Anticuerpo Policlonal Anti-Vps37B Para Wb, Elisa - Q9H9H4

Número de artículo: CM0018888



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido a VPS37B humana, validado para WB y ELISA. Reacciona con muestras de humano, ratón y rata. Ideal para investigación del complejo ESCRT-I y la clasificación endosomal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	VPS37B Rabbit pAb
Notas/Alias	VPS37B
Especie	Humano
GeneID (humano)	79720
GeneID	79720
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 60-170 de VPS37B humana (NP_078943.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9H9H4
Peso Molecular	31kDa
Envío	Bolsa de hielo