


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Vti1B Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Ueu0

Número de artículo: CM0027521



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra VTI1B humano (VTI1L), una v-SNARE involucrada en el tráfico endosómico hacia los lisosomas. Adecuado para WB, IHC-P, ELISA; reacciona de forma cruzada con ratón. Ideal para estudios de fusión de membranas y entrega lisosomal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	VTI1B Conejo pAb
Observaciones/Alias	VTI1; VTI2; VTI1L; v-SNARE; vti1-rp1; VTI1-LIKE; VTI1B
Especie	Humano
GeneID	10490
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-210 de VTI1B humano (NP_006361.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9UEU0
Peso Proteico	27kDa
Envío	Bolsa de hielo