

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Wasp Para Wb Y Elisa - P42768

Número de artículo: CM0016949



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-WASP de alta calidad (P42768) para aplicaciones de Western blot y ELISA. Validado en muestras humanas; se dirige al factor WAS promotor de la nucleación de actina para investigaciones del citoesqueleto y el sistema inmunitario.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo anti-WASP
Observaciones/Alias	THC, IMD2, SCNX, THC1, WASP, WASPA
Especie	Humana
GeneID (humano)	7454
GeneID	7454
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 60-250 de WASP humana (NP_000368.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	P42768
Peso de la proteína	53 kDa
Envío	Bolsa de hielo