


Anticuerpo Policlonal Anti-Wbscr22 Para Wb, If/Icc, Elisa - O43709

Número de artículo: CM0030505



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra WBSR22 humano (metiltransferasa de rRNA), validado para WB, IF/ICC, ELISA. Detecta WBSR22 humano y de rata (~32kDa). Adecuado para estudios de biogénesis de ribosomas y regulación de la cromatina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	WBSR22 Conejo pAb
Observaciones/Alias	WBMT; MERM1; PP3381; HUSSY-3; WBSR22; HASJ4442
Especie	Humano
GeneID (Humano)	114049
GeneID	114049
Inmunógeno	Proteína recombinante (Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-281 del WBSR22 humano (NP_059998.2))
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	O43709
Peso Proteico	32kDa
Envío	Bolsa de hielo