

Anticuerpo Policlonico Anti-Wdfy4 Para Wb, Elisa - Q6Zs81

Número de artículo: CM0028235

Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo contra WDFY4 humano, adecuado para WB y ELISA. Dirigido a la proteína 4 que contiene dominios WD repetición y dominio FYVE, fundamental para la presentación cruzada de células dendríticas y la autofagia de linfocitos B. Validado para muestras humanas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	WDFY4 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	C10orf64; WDFY4
Especie	Humano
GeneID (Humano)	57705
GeneID	57705
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-160 de WDFY4 humano (NP_065996.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q6ZS81
Peso Molecular	354kDa
Envío	Bolsa de hielo