

Anticuerpo Monoclonal Anti-Wee1 Para Ihc-P, Elisa - P30291

Número de artículo: CM0007328



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra WEE1 humano, adecuado para IHC-P y ELISA con reactividad cruzada de ratón. Ideal para estudiar la regulación del punto de control G2/M y el control del ciclo celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	WEE1 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	WEE1A, WEE1hu, WEE1
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	7465
ID de Gen	7465
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de WEE1 humano (NP_003381.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	P30291
Peso Proteico	72kDa
Envío	Bolsa de hielo