

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Wipi1 Para Wb, Elisa - Q5Mnz9

Número de artículo: CM0028704

Introducción

El Anticuerpo Policlonal de Conejo WIP1 (Q5MNZ9) está validado para WB y ELISA, con reactividad cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para la investigación de autofagia y el abastecimiento de materias primas para IVD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	WIP1 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	ATG18; ATG18A; WIP49; WIP1
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	55062
ID de Gen	55062
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 187-446 del WIP1 humano (NP_060453.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q5MNZ9
Peso Proteico	49kDa
Envío	Bolsa de hielo