

Anticuerpo Monoclonal Anti-Wnt2B Para Wb, Elisa - Q93097

Número de artículo: CM0003376

Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo contra WNT2B (WNT13), validado para WB y ELISA. Detecta WNT2B humano, de ratón y de rata. Ideal para investigación de señalización Wnt y desarrollo pulmonar.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb Conejo WNT2B
Observaciones/Alias	WNT13; WNT2B
Especie	Humano
GeneID (humano)	7482
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 200-300 de WNT2B humano (Q93097)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q93097
Peso Proteico	44kDa
Envío	Bolsa de hielo