

Anticuerpo Monoclonal Anti-Wnt3A Para Wb, Ip, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - P56704

Número de artículo: CM0009692



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra la proteína humana WNT3A, validado para WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para la investigación de la señalización Wnt y la biología del desarrollo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	WNT3a Rabbit mAb
Observaciones/Alias	WNT3A
Especie	Humano
GeneID (Humano)	89780
GeneID	89780
Inmunógeno	Péptido sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P56704
Peso Proteico	39kDa
Envío	Bolsa de hielo