

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Wrap53 Para Wb, Elisa - Q9Bur4

Número de artículo: CM0020653



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra WRAP53 humano (TCAB1), para WB y ELISA, reacciona cruzadamente con ratón. Ideal para la investigación de biología de telómeros, cuerpos de Cajal y reparación del ADN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	WRAP53 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	DKCB3; TCAB1; WDR79; WRAP53
Especie	Humano
GeneID (Humano)	55135
GeneID	55135
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 62-160 de WRAP53 humano (NP_060551.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	Q9BUR4
Peso Proteico	59kDa
Envío	Bolsa de hielo