

Anticuerpo Policlonal Anti-Wrn De Conejo Para Wb, Elisa - Q14191

Número de artículo: CM0025599



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra WRN humano, validado para WB y ELISA. Dirigido a la región C-terminal (aa 1223-1432) de la helicasa/exonucleasa del síndrome de Werner, ideal para investigación en reparación del ADN y estabilidad del genoma.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	WRN Rabbit pAb
Observaciones/Alias	RECQ3; RECQL2; RECQL3; WRN
Especie	Humano
GeneID (humano)	7486
GeneID	7486
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1223-1432 de WRN humano (NP_000544.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q14191
Peso Proteico	162kDa
Envío	Bolsa de hielo