

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Wstf Para Wb Y Elisa - Q9Uig0

Número de artículo: CM0008715



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-WSTF para aplicaciones de WB y ELISA. Reconoce la WSTF humana, de ratón y de rata. Adecuado para estudios de remodelación de la cromatina y respuesta al daño del ADN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	WSTF Rabbit mAb
Observaciones/Alias	WSTF; WBSCR9; WBSCR10
Especie	Humana
GeneID (humano)	9031
GeneID	9031
Inmunógeno	Péptido sintético: un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de la WSTF humana (Q9UIG0)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, de ratón, de rata
SWISS	Q9UIG0
Peso de la proteína	171 kDa
Envío	Bolsa de hielo