

## Anticuerpo Monoclonal Anti-Wtap Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q15007

Número de artículo: CM0004348



### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra WTAP para WB, IHC-P, ELISA. Reconoce humano, ratón y rata. Dirige contra el regulador de empalme de pre-ARNm implicado en la metilación m6A y el ciclo celular. Ideal para investigación en IVD.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Especificación                                                                                                                        |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | WTAP Rabbit mAb                                                                                                                       |
| Observaciones/Alias | Mum2; WTAP                                                                                                                            |
| Especie             | Humano                                                                                                                                |
| GeneID              | 9589                                                                                                                                  |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 212-355 de la WTAP humana (NP_004897.2). |
| Origen              | Conejo                                                                                                                                |
| Categoría           | Anticuerpos monoclonales                                                                                                              |
| Aplicación          | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                      |
| Reactividad cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                                                                                   |
| SWISS               | Q15007                                                                                                                                |
| Peso de la proteína | 44kDa                                                                                                                                 |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                        |