

Anticuerpo Policlonal Anti-Wtap Para Wb, If/Icc, Elisa - Q15007

Número de artículo: CM0018094



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra WTAP humano, validado para Western blot, inmunofluorescencia y ELISA. Detecta WTAP de humano, ratón y rata, adecuado para investigación sobre metilación m6A y regulación del splicing.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	WTAP Rabbit pAb
Notas/Alias	Mum2; WTAP
Especie	Humano
ID del Gen	9589
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 212-355 de WTAP humano (NP_004897.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonares
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q15007
Peso Molecular de la Proteína	44 kDa
Envío	Bolsa de hielo