


Anticuerpo Monoclonal Anti-Xpd/Ercc2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P18074

Número de artículo: CM0002103



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo Anti-XPD/ERCC2 para Western Blot, inmunohistoquímica (parafina) y ELISA. Reacciona cruzadamente con humano, ratón, rata. Ideal para estudiar la reparación por escisión de nucleótidos acoplada a la transcripción y la función del complejo TFIIH. Peso molecular predicho 87kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	XPD/ERCC2 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	EM9; TTD; XPD; TTD1; COFS2; TFIIH; XPD/ERCC2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2068
GeneID	2068
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 600-700 de XPD/ERCC2 humano (P18074)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P18074
Peso Proteico	87kDa
Envío	Bolsa de hielo