


## Anticuerpo Policlonal Anti-Xpd/Ercc2 Para Wb, If/Icc, Elisa - P18074

Número de artículo: CM0024817



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra XPD/ERCC2 humano (helicasa TFIIH). Validado para aplicaciones de WB, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano y rata. Ideal para estudios de reparación del daño del ADN y transcripción.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                   |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | XPD/ERCC2 Conejo pAb                                                                                                                    |
| Observaciones/Alias | EM9; TTD; XPD; TTD1; COFS2; TFIIH; XPD/ERCC2                                                                                            |
| Especie             | Humano                                                                                                                                  |
| ID del Gen (Humano) | 2068                                                                                                                                    |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-300 de XPD/ERCC2 humano (NP_001124339.1) |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                                  |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                                                                                                                |
| Aplicación          | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                                       |
| Reactividad Cruzada | Humano, Rata                                                                                                                            |
| SWISS               | P18074                                                                                                                                  |
| Peso Proteico       | 87kDa                                                                                                                                   |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                          |