


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Xrcc1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P18887

Número de artículo: CM0013812



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra XRCC1, validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Adecuado para investigación de reparación del ADN y roturas de una sola hebra.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	XRCC1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	RCC; SCAR26; XRCC1
Especie	Humano
GeneID (humano)	7515
GeneID	7515
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 480-633 de XRCC1 humano (NP_006288.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P18887
Peso de la proteína	69kDa
Envío	Bolsa de hielo