

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Yipf6 Para Wb, Elisa - Q8Br70

Número de artículo: CM0024683

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra YIPF6 de ratón (miembro 6 de la familia YIP1). Validado para WB y ELISA con reactividad cruzada a ratón y rata. Explora la función de la proteína de membrana del Golgi y las interacciones de la familia YIP1.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo Anti-Yipf6
Observaciones/Alias	A430107J06Rik; Yipf6
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	286451
GeneID	77929
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-83 de Yipf6 de ratón (NP_997516.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q8BR70
Peso Proteico	26kDa
Envío	Bolsa de hielo