

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Yucca1 Para Wb Y Elisa - Q9Szy8

Número de artículo: CM0018921

Introducción

El anticuerpo policlonal de conejo contra YUCCA1 detecta la proteína YUCCA1 de Arabidopsis thaliana (~46 kDa) mediante WB y ELISA. YUCCA1 es una monooxigenasa que contiene flavina, involucrada en la biosíntesis de auxinas y el desarrollo vegetal. Ideal para investigación en plantas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	YUCCA1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	L23H3.20; L23H3_20; YUC; YUCCA; YUCCA 1; YUCCA1
Especie	Arabidopsis thaliana
GeneID	829389
Inmunógeno	Proteína recombinante correspondiente a los aminoácidos 71-221 de YUCCA1 de Arabidopsis thaliana (NP_194980.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Arabidopsis thaliana
SWISS	Q9SZY8
Peso de la Proteína	46kDa
Envío	Bolsa de hielo