

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Znf177 Para Wb, Elisa - Q13360

Número de artículo: CM0016643

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra ZNF177, validado para Western blot y ELISA. Reconoce ZNF177 humano y de ratón (~55 kDa), adecuado para estudios de regulación transcripcional.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ZNF177 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	PIGX; ZNF177
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	7730
ID de Gen	7730
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 50-110 del ZNF177 humano (NP_003442.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	Q13360
Peso Proteico	55kDa
Envío	Bolsa de hielo