

Anticuerpo Policlonal Anti-Znf213 Para Wb, Ihc-P, Elisa - O14771

Número de artículo: CM0021792

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra ZNF213 humano (CR53/ZKSCAN21), validado para WB, IHC-P y ELISA, con reactividad cruzada contra ratón y rata. Ideal para investigación de regulación transcripcional y estudios de proteínas nucleares.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ZNF213 Rabbit pAb
Abreviaturas/Alias	CR53; ZSCAN53; ZKSCAN21; ZNF213
Especie	Humano
GeneID (Humano)	7760
GeneID	7760
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 132-459 de ZNF213 humano (NP_004211.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O14771
Peso Molecular	51kDa
Envío	Bolsa de hielo