

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Znf248 Para Wb Y Elisa - Q8Ndw4

Número de artículo: CM0012977

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo Anti-ZNF248 validado para Western blot y ELISA. Dirigido a la proteína de dedo de zinc 248 humana, un regulador transcripcional putativo. Adecuado para investigación en transcripción y detección de proteínas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ZNF248 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	bA162G10.3; ZNF248
Especie	Humano
GeneID	57209
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-110 de ZNF248 humano (NP_066383.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q8NDW4
Peso de la proteína	67kDa
Envío	Bolsa de hielo