

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Znf333 Para Wb, Elisa - Q96JL9

Número de artículo: CM0017766

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra ZNF333 humano. Validado para Western blot y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ZNF333 de ratón y rata. Adecuado para estudios de regulación transcripcional.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ZNF333 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ZNF333
Especie	Humano
ID de Gen	84449
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-303 del ZNF333 humano (NP_001287841.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q96JL9
Peso Proteico	76 kDa
Envío	Bolsa de hielo