

Anti-Znf408 Conejo Pab Para Wb, Elisa - Q9H9D4

Número de artículo: CM0027463

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra ZNF408 humano, validado para WB y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Ideal para investigación en regulación transcripcional y enfermedades retinianas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ZNF408 Conejo pAb
Observaciones/Alias	EVR6; RP72; ZNF408
Especie	Humano
GeneID	79797
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 471-720 de ZNF408 humano (NP_079017.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9H9D4
Peso Proteico	78kDa
Envío	Bolsa de hielo