

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Znf566 Para Wb Y Elisa - Q969W8

Número de artículo: CM0020027

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra ZNF566 humano, validado para Western blot y ELISA. Diseñado para estudios de regulación transcripcional; detecta una proteína nuclear con dedos de zinc de 49 kDa. Ideal para aplicaciones de investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ZNF566 pAb de conejo
Observaciones/alias	ZNF566; proteína 566 con dedos de zinc; 66
Especie	Humano
GeneID	84924
Inmunógeno	Proteína recombinante correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 50-154 de ZNF566 humano (NP_001138816.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q969W8
Peso de la proteína	49 kDa
Envío	Bolsa de hielo