

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Zp3 Para Wb, If-P, Elisa - P21754

Número de artículo: CM0016425

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo ZP3 de alta calidad para aplicaciones de WB, IF-P y ELISA. Reconoce la proteína ZP3 humana, de ratón y de rata, un receptor espermático clave en la zona pelúcida. Ideal para estudios de fertilidad y biología reproductiva.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Anticuerpo policlonal de conejo ZP3
Observaciones/Sinónimos	ZPC; ZP3A; ZP3B; Zp-3; OOMD3; OZEMA3; ZP3
Especie	Humana
GeneID (humano)	7784
GeneID	7784
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 246-345 de ZP3 humana (NP_001103824.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, de ratón y de rata
SWISS	P21754
Peso de la proteína	47 kDa
Envío	Bolsa de hielo