

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Zswim1 Para Wb, Elisa - Q9Br11

Número de artículo: CM0013445

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra ZSWIM1 humano, validado para Western blot y ELISA. Reconoce ZSWIM1 de ratón. Para el estudio de las proteínas con dominio de dedo de zinc SWIM y el desarrollo de reactivos diagnósticos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ZSWIM1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	C20orf162; ZSWIM1
Especie	Humano
ID del gen (humano)	90204
ID del gen	90204
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 411-485 de ZSWIM1 humano (NP_542170.3).
Fuente	conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	Q9BR11
Peso de la proteína	55kDa
Envío	Bolsa de hielo